



AUDIOLOGIE



CONNECTIVITEIT



DESIGN



APPS

ReSound LiNX²

Het meest
onopvallende
hoortoestel



SURROUND
SOUND
by ReSound

ReSound



rediscover hearing



Horen is nog nooit zo gemakkelijk geweest

Doe uw splinternieuwe ReSound LiNX²™ hoortoestellen in en ervaar de superieure geluidskwaliteit. Geniet de hele dag van een levendig en natuurlijk geluid dat comfortabel klinkt. U weet waar de geluiden om u heen vandaan komen, dankzij Spatial Sense™.

U kunt zowel op uw werk als bij vrienden met een gerust hart deelnemen aan het gesprek. Omdat u weet dat u ieder woord moeiteloos verstaat. Neem deel aan groepsgesprekken en praat mee, zelfs als het rumoeriger wordt.

Telefoneer terwijl u op een winderige parkeerplaats snel uw jas aantrekt. Stream muziek of een audioboek tijdens het autorijden via uw iPhone in stereogeluid. Zonder kabels of draden en niets om uw nek. Gewoon, direct naar uw hoortoestellen.

Eenmaal thuis na een dag werken hebt u nog genoeg energie over voor een gezellige avond. Omdat het horen, waar u vroeger zo moe van werd, nu zo moeiteloos en natuurlijk gaat.

Met de ReSound LiNX² voelt u zich zelfverzekerder, in welke omgeving u ook bent. De geavanceerde technologieën passen zich volledig aan uw levensstijl aan.



ReSound LiNX² is een discreet hoortoestel dat zich aan uw levensstijl aanpast



AUDIOLOGIE

De nieuwste versie van Surround Sound by ReSound™ is de volgende stap naar een natuurlijke hoorbeleving.

- Krijg een levendig gevoel van waar geluiden vandaan komen met nieuwe Spatial Sense™.
- Versta moeiteloos alle gesprekken met nieuwe Binaurale Directionaliteit™ II.
- Geniet van een geluidskwaliteit die hoog beoordeeld is door ervaren hoortoestelgebruikers*.



DESIGN

Kies uit de vele moderne en duurzame ontwerpen. Ze zijn zó discreet en comfortabel dat u vergeet dat u ze draagt.

- Geniet de hele dag van het geweldige geluid en het draagcomfort van de nieuwe ergonomische ontwerpen.
- Het luister- en aanpascomfort is beter dankzij het nieuwe SureFit™-systeem.
- Het toestel is beschermd tegen vocht en vuil dankzij de iSolate™ nanotech coating.



CONNECTIVITEIT

Stream stereogeluid dat is afgestemd op úw gehoorverlies. Geniet van films en muziek, voer telefoon- of videogesprekken en luister in de auto naar uw Tomtom.

- Stream vanaf uw iPhone, iPad of iPod touch geluid direct naar uw Made For iPhone hoortoestellen.
- Of stream vanaf uw telefoon met Bluetooth in combinatie met een ReSound Unite™ Telefoonclip+.
- Kijk samen met uw gezin televisie in stereogeluid met de ReSound Unite TV Streamer 2.



APPS

Pas uw instellingen aan en bepaal zélf wat u wilt horen met de ReSound Smart app.

- Pas volume, hoge tonen en bas aan.
- Creëer favoriete programma's voor lokaties, die automatisch inschakelen als u op die plek bent. Of activeer ze zelf.
- Hoor met de nieuwe functies nóg beter, zelfs op plekken waar veel lawaai is.



POWERED BY SmartRange™ – 'S WERELDS MEEST
GEAVANCEERDE EN SNELSTE DRAADLOZE
CHIPPLATFORM SPECIAAL VOOR HOORTOESTELLEN

Krijg een levendig gevoel van ruimte en spraak

ReSound LiNX²™ biedt met zijn Surround Sound by ReSound™ een sterk ruimtelijk bewustzijn en spraakverstaan. In een rumoerige gezinssituatie hoort u alle geluiden om u heen. Zelfs als het lawaai toeneemt, kunt u alle gesprekken nog steeds moeiteloos volgen.

Nieuw van Surround Sound by ReSound

Dankzij **Binaurale Directionaliteit™ II met Spatial Sense™** wisselen uw ReSound LiNX² hoortoestellen constant gegevens uit over de geluiden in de omgeving. Hierdoor bent u zich steeds bewust van uw omgeving. De geluidskwaliteit en het spraakverstaan blijven perfect.

Spatial Sense bootst na hoe uw oorschelp geluid verwerkt. Zo weet u onbewust waar geluiden vandaan komen en ervaart u uw omgeving levendiger en natuurlijker.

Met **Binaurale Directionaliteit II** kunt u inzoomen op geluiden die u het interessantst vindt. Tegelijkertijd houdt u in de gaten wat er om u heen gebeurt. Zo blijft u zich richten op spraak, zelfs in de meest luidruchtige omstandigheden.

Dit is de basis van ReSound LiNX². U hoeft niets handmatig in te stellen en geen compromissen te maken in geluidskwaliteit en luistercomfort.

U kunt gewoon moeiteloos horen, net zoals iedereen.





AUDIOLOGIE

Beleef het geluid van Surround Sound by ReSound™

Surround Sound by ReSound is ons unieke systeem voor het verwerken van geluid en is geïnspireerd op de natuur. Met geavanceerde technologieën bootsen we het menselijke oor na. We gebruiken de natuurlijke mogelijkheden van de hersenen om geluiden te herkennen én te lokaliseren.


In een onafhankelijke benchmarktest met de nieuwste hoortoestellen van toonaangevende fabrikanten, gaven ervaren dragers van hoortoestellen Surround Sound by ReSound een uitstekende beoordeling in verschillende omgevingen*.



SURROUND
SOUND
by ReSound


*2013 Benchmark test, DELTA Senselab.







Kleine ontwerpen, groots in comfort en duurzaamheid

's Werelds kleinste hoortoestellen zijn zó intuïtief en comfortabel dat u vergeet dat u ze draagt. Ze zijn geschikt zijn voor 90% van alle gehoorverliezen.




Splinternieuwe SureFit™
slangetjes, receivers
en Eartips voor
meer draagcomfort,
duurzaamheid en discretie.





iSolate™ nanotech coating aan de binnen- en buitenkant beschermt de hoortoestellen tegen regen, oorsmeer en transpiratie. Duurzaamheid tijdens alle activiteiten.



De batterijlade op het hoortoestel is zeer sterk en gemakkelijk te openen.

Kies het model dat bij u past

Alle ReSound LiNX²™ hoortoestellen zijn modern, klein en duurzaam. Kies zelf het model en de kleur die het beste bij uw levensstijl past.



————— NIEUWE, COMPLETE LIJN HOORTOESTELLEN —————



DISCRETER

ReSound LiNX² hoortoestellen zijn niet alleen sterke staaltjes van techniek. Ze zien er ook geweldig uit, maar dat zal niet iedereen opvallen. Ze zijn zó discreet dat niemand ziet dat u ze draagt en sterker: ú vergeet zelfs dat u ze draagt.

COMFORTABELER

Onze hoortoestellen die u achter het oor draagt beschikken over SureFit™: kleinere receivers en Eartips en dunnere slangetjes. Ze zitten comfortabeler in uw oor en bieden een nóg betere geluidskwaliteit.

DUURZAMER

De hoortoestellen zijn bestand tegen intensief dagelijks gebruik. Ieder onderdeel van ReSound LiNX² is gemaakt van duurzaam materiaal en heeft een iSolate™ coating aan de binnen- en buitenkant. Dit beschermt ze tegen vocht, vuil en stof tijdens elke activiteit en onder alle weeromstandigheden.





Maak verbinding en leg moeiteloos contact

Stelt u zich eens voor: uw favoriete muziek of film direct gestreamd vanaf uw iPhone, iPad of iPod touch en exact afgesteld op úw gehoorverlies.

Voer gesprekken met uw dierbaren of luister tijdens het sporten naar uw favoriete fitness app. Geheel draadloos, dus geen kabels of extra apparaten.

De ReSound LiNX™ is Made for iPhone: hij maakt draadloos verbinding met uw iPhone of iPad. Zo kunt u uw hoortoestellen gebruiken als draadloze hoofdtelefoons.

Vanaf nu is Made for iPhone beschikbaar in de volledige lijn ReSound LiNX². U kunt vrij bewegen en moeiteloos communiceren. U bent ontspannen, net zoals iedereen die geen hoortoestel draagt.


Made for
 iPod  iPhone  iPad



Made for iPhone is nu beschikbaar in alle Achter-het-oor (AHO)- en Receiver-in-het-oor-(RIE) hoortoestellen en in een aantal In-het-oor-(IHO) modellen*.



CONNECTIVITEIT



TELEFONEREN

Voer helderklinkende telefoongesprekken, zonder gepiep in uw hoortoestellen en praat vol vertrouwen met uw gesprekspartner.

GENIET VAN STEREOGELUID

Bekijk een film of luister naar uw favoriete muziek in kristalhelder geluid.

FaceTime® VIDEOGESPREKKEN

Breng verre familie dichterbij of volg uw kleinzoon tijdens een virtuele tour door zijn klaslokaal, terwijl u naar hem luistert.

LUISTER NAAR EEN ROUTEBESCHRIJVING

Luister naar de aanwijzingen van uw navigatiesysteem terwijl u over onbekende wegen rijdt.

* MFi-connectiviteit is verkrijgbaar in aangepaste ITC-, IHO- en MIH-modellen.



ReSound LINX² is geschikt voor iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4e generatie), iPad mini met Retinascherm, iPad mini en iPod touch (5e generatie) draaiend op iOS 7.X en hoger.



Stream stereogeluid vanaf uw telefoon met Bluetooth

Ook zonder iPhone kunt u geluid streamen naar uw ReSound LiNX2™ hoortoestellen. Koppel uw telefoon met Bluetooth aan uw ReSound Unite™ Telefoonclip+ en gebruik uw hoortoestellen als draadloze hoofdtelefoons. Telefoon of stream stereogeluid van video's, films, of muziek naar uw hoortoestellen.

U kunt de Telefoonclip+ ook als eenvoudige afstandsbediening gebruiken. Verander van hoorprogramma, regel het volume of zet het geluid van uw hoortoestellen op stil.




Draadloze connectiviteit met ReSound Unite Telefoonclip+ en Android-smartphone



2.4 GHz DRAADLOZE COMMUNICATIE

ReSound heeft 2,4 GHz technologie in zijn hoortoestellen geïntegreerd voor perfecte draadloze communicatie:

- U hoeft geen apparaten meer om uw nek te dragen
- De hoortoestellen zijn Made for iPhone
- U kunt geluid tot wel zeven meter afstand streamen
- Alle draadloze accessoires van ReSound Unite kunt u eenvoudig inpluggen, koppelen en direct gebruiken
- U hoort alles in stereo, zonder vertraging



Uw hoortoestellen verbinden met de draadloze ReSound Unite accessoires

KIJK SAMEN EEN AVONDJE TV

Plug de ReSound Unite TV Streamer 2 in uw TV, stereo-installatie of computer en stream stereogeluid direct naar uw ReSound LiNX² hoortoestellen. Pas zelf úw volume aan, terwijl de mensen om u heen op hun eígen volume luisteren.

Omdat u het volume van het omgevingsgeluid en de TV afzonderlijk kunt instellen, kunt u gewoon blijven praten met uw gezin terwijl u televisie kijkt.

VERGROOT UW LUISTERBEREIK

Zelfs als u geen gehoorverlies heeft, is het lastig om iemand te verstaan die ver weg in de drukte staat. Koppel de ReSound Unite MiniMicrofoon met uw ReSound LiNX², zodat het geluid direct naar uw oren gestreamd wordt.

Of plug de compacte MiniMicrofoon in op de line-in van audioapparaten, televisie en mobiele telefoon. Zo wordt hij uw ideale reisgenoot voor onderweg.

MAAK EEN DRAADLOOS ECOSYSTEEM

Uw draadloze Unite-accessoires zijn gemaakt om samen te werken. Wordt u gebeld terwijl u televisie kijkt? Dan stopt het streamen, zodat u kunt kiezen om de telefoon op te nemen of de film te blijven kijken.



Draadloze connectiviteit met de ReSound Unite MiniMicrofoon en TV Streamer 2

U heeft zelf de controle over uw hoortoestellen

Stel uw ReSound LiNX2™ hoortoestellen discreet af op uw eigen voorkeuren met de ReSound Smart™ app.

Pas met de app eenvoudig de instellingen van uw hoortoestellen aan. Wijzig het volume en pas de hoge tonen en bas aan terwijl u onderweg bent. Creëer zelf uw favoriete programma's voor bepaalde locaties en activeer ze als u deze ruimte weer binnenkomt. Voor beter spraakverstaan, ruimtelijk bewustzijn en luistergenot. Dit alles zeer discreet, zonder dat u uw hoortoestellen aanraakt.

UW HOORTOESTELLEN ZOEKEN

Met de functie Zoeken helpt de ReSound Smart app uw kwijtgeraakte hoortoestellen terug te vinden.

WISSEL VAN ACCESSOIRE


Richt u op de stem van de drager van de ReSound Unite™ MiniMicrofoon. Schakel met één tikje op het scherm eenvoudig over naar de ReSound Unite™ TV.

FAVORIETEN TOEVOEGEN

Pas de instellingen van uw hoortoestel aan en sla ze op in uw lijst met favorieten. De ReSound Smart app activeert (als uw GPS aanstaat) automatisch de juiste luisterinstellingen als u zo'n favoriete plek bezoekt. Of activeer deze instellingen handmatig.

BEDIENING VANAF UW POLS

Met de Apple Watch bedient u met de Smart app uw hoortoestellen direct vanaf uw pols. Of u nu in een restaurant zit of hardloopt in het bos, u heeft zélf de controle over uw hoortoestellen.



ReSound Smart app


Ga naar reSound.com/smartapp om te zien welke telefoons u kunt gebruiken in combinatie met de ReSound Smart app.



APPS


Versta meer in rumoerige omgevingen zonder u extra in te spannen

De ReSound Smart app heeft drie functies die exclusief ontworpen zijn voor ReSound LiNX²




FOCUS OP SPRAAK

Kies zelf naar wie u wilt luisteren. Pas de breedte van de luisterstraal aan, zodat u de spreker duidelijker verstaat.



COMFORT IN LAWAAI

Verlaag geluidsniveaus in luidruchtige omgevingen, zodat u comfortabel kunt luisteren en spraak beter verstaat.



COMFORT IN WIND

Verlaag de hoeveelheid storend windgeluid. Voor maximaal luistercomfort met minimale inspanning.



A photograph of a man and a woman embracing from behind, looking out at a sunset. The man is wearing a plaid shirt. The sky is a mix of blue, purple, and orange.

Vind verlichting van uw tinnitus met ReSound LiNX²™

Voor tinnitus is geen oplossing, maar u kunt het wel beheersen. De ReSound LiNX² biedt u nieuwe, slimme manieren om uw tinnitus te verlichten.

WAT IS TINNITUS?

Tinnitus is er in vele vormen. De meeste mensen noemen tinnitus 'een piepen in de hersenen'. Sommige mensen hebben weinig last van het gepiep, voor anderen heeft het voortdurende gepiep een negatieve invloed op hun dagelijks leven.

Als tinnitus tot frustratie of rusteloosheid leidt, dan vestigt u er steeds meer aandacht op. Het piepen verergert en u kunt het nóg lastiger negeren. Het doel van de tinnitusbehandeling is eenvoudig: deze vicieuze cirkel doorbreken.

HOUD UW TINNITUS IN DE HAND MET RESOUND LINX²

ReSound LiNX² leidt uw aandacht van tinnitus af met rustgevende achtergrondgeluiden. Welk geluid rust geeft, verschilt van mens tot mens. Daarom biedt ReSound LiNX² u een aantal vooraf geïnstalleerde geluiden en natuurgeluiden.



RESOUND SMART™ APP

Met de ReSound Smart™ app* verlicht u uw tinnitus met verschillende (natuur)geluiden en past u ze aan naar uw wensen:

TINNITUS TUNER

Ontdek welke instelling u de meeste verlichting van uw tinnitus geeft. Stel met de tuner de toonhoogte en de modulatie van de geluidstherapie in.

NATUURGELUIDEN

Probeer ook de zes vooraf geïnstalleerde natuurgeluiden. Kies bv. 'Kustlijn' of 'Surfstrand' en ontdek welk geluid voor u het beste werkt.



RESOUND RELIEF™ APP**

ReSound Relief combineert geluiden, zoals zelf toegevoegde geluiden, dynamische geluiden, of geleide ontspanningsoefeningen. Hiermee leidt u de aandacht van de tinnitus af.



* De geavanceerde tinnitusfuncties zijn beschikbaar in versie 3.1 van de ReSound Smart app.
**Binnenkort beschikbaar in Nederland.

De motor achter alle technologie

Aan de basis van ReSound LiNX2™ met zijn Surround Sound by ReSound™ en 2.4 GHz draadloze technologie ligt een krachtige motor: SmartRange™. Dit is 's werelds snelste dual-core chipplatform, speciaal voor hoortoestellen.

Met de snelheid van SmartRange kunnen we Surround Sound by ReSound verfijnen. Deze hogere connectiviteit brengt ons nog dichterbij ons doel: zo natuurlijk mogelijk horen.

Alle technologieën zijn samen zó geavanceerd dat ze zich aan uw levensstijl aanpassen. Zo ondersteunen ReSound LiNX2 hoortoestellen u in het leven dat u wilt leiden.

KLEUREN RECEIVER-IN-HET-OOR- EN ACHTER-HET-OOR



Parelmoer wit Zilver Hoogglans antraciet Hoogglans zwart Hoogglans middenblond Monzarood Oceaanblauw



Sterling grijs Antraciet Zwart Beige Lichtblond Middenblond Donkerbruin

Technologieniveaus ReSound LiNX²

Features	ReSound LiNX ² ™ 9	ReSound LiNX ² ™ 7	ReSound LiNX ² ™ 5
Volledig flexibele programma's	4	4	4
Gesynchroniseerde programmaknop	●	●	●
Gesynchroniseerde volumeregeling	●	●	●
SmartStart™	●	●	●
PhoneNow™	●	●	●
ComfortPhone™™	●	●	●
Ear-to-ear communicatie	●	⊙	○
Directe audiostreaming (Made for iPhone)	●	●	●
ReSound Unite™ TV Streamer 2, Afstandbediening 2, Telefoonclip+, MiniMicrofoon	●	●	●
ReSound Smart™ app	●	⊙	⊙
ReSound Control™ app (i.c.m. Telefoonclip+)	●	●	●
Audiologische functies			
WARP-compressie - aantal banden	17	14	12
Environmental Classifier	●	●	●
Binaurale Directionaliteit™ II	●		
Spatial Sense™	●		
Binaurale Directionaliteit™		●	
Directionele Mix Processor	●	●	●
Instelbare directionele mix	●	●	
Brain-balanced Directionaliteit™ II		●	●
Gesynchroniseerde SoftSwitching™	●	●	
SoftSwitching™			●
Autoscope Adaptieve directionaliteit™	●		
MultiScope Adaptieve Directionaliteit™		●	
Adaptieve Directionaliteit™			●
Binaural Environmental Optimizer™ II	●		
Environmental Optimizer		●	
NoiseTracker™ II	●	⊙	○
LowLevel Expansie	●	⊙	○
WindGuard™	●	⊙	○
Sound Shaper	●	●	●
Low Frequency Boost (alleen UP-modellen)	●	⊙	○
DFS Ultra™ II	●	●	●
Muziekmodus™	●	●	●
Auto DFS™	●	●	●
Gesynchroniseerde Acceptatie Manager	●	●	●
Versterkingsstrategie (WRDC/Semi-lineair/lineair- alleen bij UP-modellen)	●	⊙	○
Tinnitus Sound Generator met Natuurgeluiden	●	●	●
Aanpassing			
Aventa 3 aanpassoftware (3.8 of hoger)	●	●	●
Aantal instelbare kanalen	Max. 17	Max. 14	Max. 12
Onboard Analyzer™ II	●	●	●
In-Situ audiometrie	●	●	●
Draadloos aanpassen met Airlink™ 2	●	●	●

○ Basis

⊙ Geavanceerd

● Ultiem

ReSound® laat mensen weer horen met hoortoestellen die het natuurlijke oor nabootsen. Wij willen u een rijk, actief en bevredigend leven laten leiden, waarin u niet wordt gehinderd door uw gehoorverlies.

ReSound LiNX2™ is de nieuwe standaard in Smarthoren en biedt u uitstekende geluidskwaliteit, spraakverstaan en ruimtelijk bewustzijn. U kunt rechtstreeks vanaf uw iPhone stereogeluid streamen, uw instellingen onderweg aanpassen en moeiteloos praten met familie, vrienden en collega's, in iedere omgeving.

resound.com/linx2



De handelsmerken zijn eigendom van en worden gebruikt door de GN ReSound Group en haar dochterondernemingen. © 2015. Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Apple Watch is een handelsmerk van Apple Inc. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Samsung, Galaxy en Galaxy S5 zijn handelsmerken van Samsung Electronics. Android en Google Play™ zijn handelsmerken van Google Inc. De Androidrobot wordt gereproduceerd of aangepast van werk dat gecreëerd en gedeeld wordt door Google en gebruikt conform voorwaarden die omschreven zijn in de Creative Commons 3.0 Attribution License. Dolby en het Double D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

INTERNATIONAAL HOOFDKANTOOR

GN ReSound
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denemarken
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19

NEDERLAND

GN Hearing Benelux BV
GN ReSound
Postbus 85
6930 AB Westervoort
Nederland
Tel.: +31 (0)26 319 5000
Fax: +31 (0)26 319 5001
info@resound.nl
www.resound.nl

CONTACTGEGEVENS BELGIË

Tel: +32 (0)2 513 55 91
Fax: +32 (0) 502 04 09
info@gnresound.be
www.resound.nl

ReSound



rediscover hearing